



FÖRSTA HJÄLPEN  
**Bygg &  
Industri**



CEDERROTH

# First Aid Station

## Basen i Första Hjälpen-utrustningen.

Cederroth First Aid Station innehåller produkter för att kunna hantera flera typer av skador och kan dessutom enkelt anpassas efter olika vårdbehov.

- Överskådlig
- Lätt att använda
- Enkel att fylla på

### Soft Foam Dispenser

Cederroth Soft Foam Bandage Beige är ett elastiskt självhäftande plåster för maximal rörlighet.



Scanna QR-koden för att se instruktionsfilm om Cederroth First Aid Station.



### Cederroth First Aid Station REF 51011026 Mått : B 29 x H 56 x D 12cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl.
- Soft Foam Bandage Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Salvequick Plåsterautomat inkl.
  - 1 (x 45) Salvequick Plastplåster (REF 6036)
  - 1 (x 40) Salvequick Textilplåster (REF 6444)
- 1 (x 20) Salvequick Sårvtvättare (REF 323700)
- 1 Cederroth Skyddspaket (REF 2596)
- 1 Första Hjälpen-instruktion
- 1 Refillynckel

## Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin är ett område med hög risk för svåra olyckor. Vanliga risker:

**Verktyg och maskiner:** Handhavande av stora maskiner, verktyg och rörliga maskindelar medför en betydande risk för olyckor.

**Kemiska ämnen:** Spill, utrustningsfel och misstag av operatören orsakar ofta olyckor. Hantering av processer och underhållskemikalier, maskintvättare, industriella bläckstråleskrivare och färg utgör en potentiell fara, liksom truckkladdning.

**Brännskador:** Heta ytor, hett vatten, ånga, eld och heta metaller kan orsaka brännskador. Det är viktigt att snabbt kyla ner en brännskada för att förhindra ytterligare spridning eller allvarligare skada.

## Byggindustri

Risken för allvarliga personskador är tre gånger större på en byggarbetsplats jämfört med andra arbetsplatser. Vanliga risker:

**Användande av maskiner och verktyg:** De vanligaste olyckorna är fallolyckor, olyckor med verktyg och maskiner – större maskiner, handverktyg och knivar.

**Kemikalier:** Cement och betong är alkaliskt och frätande. Snabb tillgång till ögondusch är avgörande om olyckan skulle vara framme.

**Brännskador:** Svetsarbete, exempelvis, kan orsaka brännskador.

Scanna QR-koden för att läsa mer om de olika branscherna:



## CEDERROTH Skyltar

Riktningsskyltar bör sättas upp för att visa var Första Hjälpen-utrustningen finns.

- Dubbelsidiga • Efterlysande • 20 x 20 cm



Första Hjälpen Kors  
REF 1738



Riktningsspil  
REF 1735



Ögondusch  
REF 1740

Skylthållare  
REF 1750

Självhäftande skylthållare i plast för montering som flaggskylt.

# CEDERROTH Ögonduschstation

Buffrad vätska ökar chansen att rädda ögonen!

Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning.#

- Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (till exempel cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri
- Inbyggd ögonkopp leder vätskan mot ögat utan onödigt svinn. Ögonkoppen hjälper till att hålla ögat öppet vid sköljning
- Flaskorna öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna och sköljning kan påbörjas omedelbart
- **Hållbarhetstid** på hela 4,5 år

Scanna QR-koden för att se instruktionsfilm om Cederroth Ögondusch.



Neutraliserande effekt#



**Cederroth Ögonduschstation REF 721500**

**Mått: B 29 x H 56 x T 12 cm**

- 2 Cederroth Ögonduschflaskor à 500 ml (REF 725200)
- 1 Salvequick Plåsterautomat inkl.
- 1 (x 45) Plastplåster (REF 6036)
- 1 (x 40) Textilplåster (REF 6444)
- 1 Ögondusch-instruktion
- 1 Refillnyckel

# Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror.

# CEDERROTH Ögondusch



**Cederroth Eye Wash Cabinet REF 51011040**

Ett kompakt ögonduschskåp som skyddar mot damm och vatten.

**Innehåll:** 2 (x 500 ml) Cederroth Ögondusch (REF 725200). Efterlysande instruktionskyt medföljer. Mått: B 19 x H 30 x D 9 cm.



**Cederroth Ögondusch REF 725200**

2 st (x 500ml) steril buffrad isoton saltlösning utan konserveringsmedel för engångsbruk.

Hållbarhetstid 4,5 år.



**Cederroth Värmeskåp REF 790400**

Avsett för förvaring av två flaskor Cederroth Ögondusch i kalla miljöer. Skåpet håller ögonduschvätskans temperatur på +20°C vid omgivande temperatur ned till -20°C. Det fungerar automatiskt vid både 12V och 24V utan ytterligare tillbehör (med transformator REF 790500 även vid 230 V). Stickpropp för cigarettändaruttag i bilar och lastbilar. Ögondusch beställs separat. Mått: B 28 x H 32 x D 13 cm.



**Cederroth Ögondusch REF 7221**

235 ml steril buffrad isoton saltlösning utan konserveringsmedel för engångsbruk. Hållbarhetstid 4,5 år.

**Hölster REF 720300**

Hölster med bältshälla till Cederroth Ögondusch i fickmodell.

\* Plasten i Cederroth Första Hjälpen-Stationer och Dispensrar är från sommaren 2025 tillverkad av >92% återvunnen plast.

\* Plasten i Cederroth Eye Wash Station är från sommaren 2025 tillverkad av >87% återvunnen plast och Eye Wash Cabinet av >78% återvunnen plast.

CEDERROTH

# First Aid Kit X-Large

Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast med plåsterautomat på utsidan.

- Väskan skyddar mot stötar, damm och fukt
- Tydlig översikt
- Röda refilldekaler signalerar när det är dags att fylla på
- Plats för ögondusch eller egna tillval



Plåster-  
automat på  
utsidan



## First Aid Kit X-Large

REF 390103

Mått: B 42 x H 30 x D 12cm

- 3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911)
- 45 Salvequick Plastplåster (REF 6036)
- 40 Salvequick Textilplåster (REF 6444)
- 10 Salvequick Sårsvävtare (REF 510005534)
- 2 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 2 Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (REF 51011023)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 2 Elastiska bindor 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 3 Metalliserade kompresser 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Fästnät (REF 1893)
- 1 Salvequick Cold pack (REF 219600)
- 1 Andningsmask (REF 2596)
- 4 par Handskar (REF 2596)
- 4 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Räddningsfilt (REF 1892)
- 1 Sax (REF 270002)
- 1 Pincett (REF 1875)
- 1 Första Hjälpen-instruktion
- 1 Innehållsförteckning



Väggållare  
REF 5100008

Med Cederroth Första Hjälpen-produkter kan vem som helst ge Första Hjälpen. Produkterna är enkelt utformade och försedda med tydliga instruktioner. Därför kan de alltid användas av alla, överallt, i alla sammanhang.



CEDERROTH

# First Aid Kit Large

Välutrustat Första Hjälp-kit i tjockt och slitstarkt material.

- Skyddar innehållet mot damm och fukt
- Greppvänligt handtag
- Transparenta plastfickor för tydlig översikt
- Plats för egna tillval



## First Aid Kit Large

REF 390102

Mått: B 31 x H 25 x D 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blodstoppare (REF 1911)
- 2 Metalliserade kompresser 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Fästnät (REF1893)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 20 Salvequick Plåster (REF 510005534)
- 1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick Sårvtättare (REF 510005534)
- 2 Elastiska bindor 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Mitella (REF 1889)
- 1 Andningsmask (REF 2596)
- 2 par Handskar (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Räddningsfilt (REF1892)
- 1 Sax (REF 270002)
- 1 Första Hjälp-instruktion
- 1 Innehållsförteckning

Tillbehör: Vägghållare (REF 190400)



CEDERROTH

# First Aid Burn Kit

Ett mobilt Första Hjälp-kit för att ta hand om brännskador.

- Burn Gel-produkter som ger avkylning och smärtlindring
- Med brännskadekompresser i tre olika storlekar
- Passar arbetsplatser med hög risk för brännskador



## First Aid Burn Kit

REF 51011013

Mått: B 31 x H 25 x D 8 cm

- 1 Burn Gel 100ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel Dressing 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel Dressing 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth Blodstoppare 4-in-1 (REF 1910)
- 1 Fästnät
- 6 Elastisk fixeringsbinda 6 cm x 8 m
- 2 par Handskar
- 1 Sax (REF 270002)
- 1 Första Hjälp-instruktion
- 1 Brännskade-instruktion

Tillbehör: Vägghållare (REF 190400)





# Artiklar för påfyllning



**Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 4,5 m, REF 51011020**

Limfritt, självhäftande plåster som lätt kan rivas av efter önskad storlek. Passar på alla mindre sår och sitter kvar oberoende av värme, kyla, vått eller torrt. Refill till Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



**Cederroth Soft Foam Bandage Svart 6 cm x 4,5 m, REF 51011021**

Limfritt, självhäftande plåster som lätt kan rivas av efter önskad storlek. Passar på alla mindre sår och sitter kvar oberoende av värme, kyla, vått eller torrt. Refill till Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



**Cederroth Soft Foam Bandage Beige 3 cm x 4,5 m, REF 51011018**

Ett självhäftande limfritt plåster och klibbar därför inte fast i hud eller hår. Passar perfekt för fingrar eller tår. Lätt att linda runt små händer eller när du har ett mindre sår. Refill till Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



**Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 2 m, REF 51011019**

Limfritt, självhäftande plåster som lätt kan rivas av efter önskad storlek. Passar på alla mindre sår och sitter kvar oberoende av värme, kyla, vått eller torrt. Refill till Första Hjälp-station.



**Cederroth 4-in-1 Blodstoppare REF 1910**

Sterilt universalförband med fyra funktioner: Tryckförband för kraftiga blödningar. Täckförband för ytliga sår. Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga ytskikt. Tillfälligt stödförband. Tydliga instruktioner är tryckta direkt på förpackningen.



**Cederroth 4-in-1 Mini Blodstoppare REF 1911**

Sterilt universalförband speciellt lämpligt för fingrar och tår. Tydliga instruktioner är tryckta direkt på förpackningen.



**Cederroth Burn Gel Dressing REF 901900**

Ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännsår och solbränna. Cederroth Burn Gel kyler lika effektivt som ljummet vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen.



**Cederroth Burn Gel 100ml REF 51011005**

Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skållningar och solsveda. Fungerar som en tillfälligt skyddande barriär som kyler och lugnar huden och därmed minskar smärtan. Kan användas flera gånger.



**Cederroth Skyddspaket REF 2596**

Minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Innehåller andningsmask med backventil, 2 par handskar och 2 st Cederroth Safety Hand Cleanser.



**Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray, REF 726000**

150 ml steril koksaltlösning för att rengöra samt skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Sprayen kan användas flera gånger och är steril till sista droppen. Hållbarhetstid 5 år.



**Salvequick Sårvtättare 40 st REF 3227**

Ersätter bomull och sårvtättningslösning i flaskor. Innehåll: 40 st Salvequick våtservetter med 0,9 % koksaltlösning. Passar Wound Care Dispenser.



**Salvequick Sårvtättare 20 st REF 323700**

Ersätter bomull och sårvtättningslösning i flaskor. Innehåll: 20 st Salvequick våtservetter med 0,9 % koksaltlösning. Styckförpackade. Passar Första Hjälp-stationen.



**Cederroth Komplet Refillpaket till Första Hjälp Station REF 51011039**

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blodstoppare (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressings (REF 901900)
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Cederroth Skyddspaket (REF 2596)
- 1 (x 20) Salvequick Sårvtättare (REF 323700)
- 1 (x 45) Salvequick Plastplåster (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick Textiplåster (REF 6444)
- 1 Refillnyckel

SALVEQUICK

# Plåsterautomat



I Salvequick Plåsterautomat dras plåstren nedåt. På så sätt undviker man att smutsa eller blöda ner övriga plåster. Salvequick plåsterautomater och plåster är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. Refillerna är fastlåsta vilket förhindrar svinn.

## Salvequick Plåsterautomat, Plast- och Textilplåster, REF 490700 Mått: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

- I (x 40) Salvequick Textilplåster (REF 6444)
- I (x 45) Salvequick Plastplåster (REF 6036)
- I Refillnyckel



### Salvequick Plastplåster REF 6036

Varje refill innehåller 45 plåster (27 st 72 x 19 mm och 18 st 72 x 25 mm). 6 refill/ask.



### Salvequick Textilplåster REF 6444

Varje refill innehåller 40 plåster (24 st 72 x 19 mm och 16 st 72 x 25 mm). 6 refill/ask.



### Salvequick Extra Stora Textilplåster REF 6470

Varje refill innehåller 21 plåster (14 st 80 x 30 mm och 7 st 80 x 60 mm). 6 refill/ask.



### Salvequick Fingertoppplåster REF 6454

Varje refill innehåller 15 plåster (87 x 56 (23) mm). 6 refill/ask.

SALVEQUICK

# X-Ray Detectable Plåster

Blå detekterbara plåster speciellt utformade för användning inom livsmedelsindustrin. Plåstren är både röntgen- och metalldetekterbara.



## Salvequick X-Ray Plåsterautomat REF 510003295 Mått: B 23 x H 12 x D 5,5 cm

2 (x 30) X-Ray / Metal Detectable Plåster (REF 510003320)  
I Refillnyckel



## Salvequick X-Ray Detectable Plåster, REF 510003320

Varje refill innehåller 30 plåster (18 st 72 x 19 mm och 12 st 72 x 25 mm). 6 refill/ask.



## Återvunnen plast får nytt liv i Första Hjälpen-produkter

\*Sedan 2022 är den grönfärgade plasten i Cederroth Stationer och Dispensrar tillverkad av över 85% återvunnen plast. Nu tar vi nästa steg och börjar även byta ut plasten i de transparenta luckorna till 100% återvunnen plast. Från sommaren 2025 kommer därmed plasten i Cederroth Första Hjälpen-Stationer och Dispensrar vara tillverkad av >92% återvunnen plast. Användning av återvunnen plast minskar klimatpåverkan jämfört med att använda nyproducerad plast. Läs mer om vår hållbarhetsresa på [cederroth.com](http://cederroth.com).

Återförsäljare: